

## • REFERENCIA: ZSFM-01

### Máscara filtrante FFP2 NR



#### Descripción

**Máscara filtrante FFP2 NR** (eficacia de filtración: NaCl y aceite parafina, 94%), de un solo uso y de 4 capas, con filtro de partículas, de color blanco, plegable, con gomas de sujeción para las orejas, clip de sujeción y con bordes termosellados. Sin latex. No esteril.

#### Conformidad

Equipo de protección individual acorde al Reglamento (UE) 2016/425.

Acorde a norma EN 149:2001 + A1:2009.

#### Uso

Máscara FFP2 NR, anti-penetración de alta filtración y protección contra patógenos transportados por el aire (partículas sólidas y líquidas no volátiles).

#### Materiales utilizados

Mascarilla de 4 capas: 2 capas de Poliipropileno hilado (tejido sin tejer) y 2 capas internas de algodón Melt-blown y filtro.

Clip de sujeción: Polipropileno

Gomas sujeción: 35% spandex + 65% poliéster

#### Presentación

Unidad de empleo: bolsa de 5 unidades (emblistadas individualmente)

Presentación: Caja de 500 unidades.

Periodo de caducidad: 3 años

Referencia	Medidas	Color	Código de barra Envase unitario	Código de barra Caja
ZSFM-01	15,5 x 10,9 cm	Blanco	6971999863256	6971999864758

#### Instrucciones de uso

1. El incumplimiento de todas las instrucciones y limitaciones de uso podría reducir gravemente la eficacia de esta máscara de partículas y derivar en enfermedades, lesiones o incluso la muerte.
2. Una máscara correctamente seleccionada es esencial. Antes del uso ocupacional, el empleador debe capacitar al usuario en el uso correcto de la máscara de acuerdo con las normas de seguridad y salud aplicables.
3. Esta media máscara filtrante no suministra oxígeno. Úsela en lugares adecuadamente ventilados y donde contenga suficiente oxígeno para mantener la vida.

4. Deseche la mascarilla y reemplácela por una nueva si:
  - a) Una obstrucción excesiva de la media máscara filtrante causa dificultad para respirar.
  - b) La media máscara filtrante está dañada.
5. Salga del área contaminada si siente mareo, irritación u otro malestar.

## Limitaciones de uso

1. No utilice la media máscara ni entre o se mantenga en un área contaminada bajo ninguna de las siguientes circunstancias:
  - a. La atmósfera contiene menos del 19,5% de oxígeno.
  - b. Si huele o sabe a contaminante.
  - c. Para protegerse contra gases o vapores.
  - d. Los contaminantes o sus concentraciones son desconocidos o representan un peligro inmediato para la vida o la salud.
  - e. Para operaciones de pulido con chorro de arena, pintura en aerosol y asbesto.
  - f. En atmósferas explosivas.
2. No modifique ni use incorrectamente la máscara
3. No use la media máscara filtrante con vello facial o cualquier otra condición que pueda impedir un buen sellado facial, no se cumplirán los requisitos de fugas.
4. Esta máscara ayuda a proteger contra ciertas partículas contaminantes, pero no elimina la exposición al riesgo de contraer enfermedades o infecciones. El mal uso puede derivar en enfermedad o muerte.
5. Esta media máscara filtrante marcada "NR", no debe ser usada más allá de un solo turno, máximo 12 horas.

## Instrucciones de colocación

1. Coloque los dedos dentro de la media máscara filtrante. Doble el adaptador nasal alrededor de los dedos para formar la nariz.
2. Sujete la media máscara filtrante en su posición sobre la nariz y la boca, tire del arnés para la cabeza detrás de las orejas.
3. Coloque el arnés para la cabeza en el clip de sujeción, mejore la comodidad y evite fugas.
4. Use ambas manos, forme el adaptador nasal alrededor de la nariz y mueva el arnés para asegurar un buen sellado facial. La media mascarilla debe cubrir totalmente boca, nariz y mentón.
5. Comprobación del sellado
  - a. Para probar el ajuste de la media máscara filtrante sin válvula de exhalación, coloque ambas manos sobre la media máscara e inhale con fuerza.
  - b. Si siente un flujo de aire en el área de la nariz, reajuste y apriete el adaptador nasal.
  - c. Si se siente un flujo de aire alrededor de los bordes, ajuste la media máscara filtrante / arnés para la cabeza para lograr un mejor ajuste.
6. Cambie la máscara filtrante inmediatamente si la respiración se vuelve difícil o si la media máscara de filtrado de partículas se daña o deforma.
7. Cambie la media máscara filtrante si no se puede lograr un sellado facial adecuado.
8. Observar cuidadosamente estas instrucciones es un paso importante para el uso seguro de la máscara.
9. Deseche la media máscara filtrante después de haberse utilizado.



FABRICANTE	EC REP
Wuhan Zonsen Medical Products Co., Ltd Chengbei Industry Zone, Zhucheng Avenue, Xinzhou District, Wuhan City - China Tel:+86-27-82737771 <a href="mailto:info@zonsenmed.com">info@zonsenmed.com</a>	Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10, Le Verd, 2595AA, The Hague Netherlands

IMPORTADOR
Oiarso, S.Coop (Bexen medical®) B° Zikuñaga, 57-F, Pol. Ind. Ibarluze 20120 Hernani (Guipúzcoa) Tel : 943 33 50 20 - <a href="http://www.bexenmedical.com">www.bexenmedical.com</a>

## Símbolos utilizados en el etiquetado

Símbolos	Descripción	Símbolos	Descripción
	Fecha de fabricación		Código de lote
	Fecha de caducidad		Marcado CE de Conformidad
	Condiciones de almacenamiento		Instrucciones de uso

Bexen medical

Mascarilla filtrante FFP2 NR

CE 2834

