

Ref.
003.09

Mascarilla quirúrgica

Descripción

Mascarilla quirúrgica desechable de 3 capas, **tipo IIR** (eficacia de filtración bacteriana (BFE) $\geq 98\%$ y resistente a salpicaduras), plana, de color blanco, biocompatible, sin látex, con gomas de sujeción para las orejas y adaptador nasal.

Conformidad

Producto Sanitario de Clase I, no estéril.

Marcado CE según Reglamento (UE) 2017/745, sin intervención del Organismo Notificado.

Conforme a norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019



Uso

Producto sanitario que actúa de barrera cubriendo la boca, nariz y mentón del usuario para evitar la emisión de gotículas respiratorias portadoras de agentes infecciosos y protegerle de salpicaduras de sangre y otros fluidos biológicos.

De manera habitual son utilizadas por profesionales sanitarios en cirugía y otros procedimientos.

En situaciones epidémicas pueden estar previstas también para su uso en pacientes y otras personas con el objetivo de reducir el riesgo de propagación de las infecciones.

Materiales utilizados

Mascarilla: 3 capas de Polipropileno hilado (tejido sin tejer)

Gomas de sujeción: Goma elástica

Adaptador nasal: Poliolefinas y alambre de hierro post-trefilado

Presentación

Unidad de empleo: Caja de 50 unidades (5 bolsas x 10 uds).

Presentación: Caja de 1500 unidades.

Caducidad: 5 años.

Medidas: 23x13x10,5cm.

Referencia	Medidas	Color	Código Estuche 50 uds (Datamatrix)	Código Caja 1500 uds. (Datamatrix)	Código Palet 30.000 uds (Datamatrix)
003.09	23x13x10,5cm.	Blanco	18427860003092	218427860003099	318427860003096

Instrucciones de uso

01. Lavarse las manos con agua y jabón antes de colocar la mascarilla.
02. Asegurarse de que la mascarilla no esté dañada.
03. Asegurarse de que el lado correcto de la mascarilla quede hacia afuera (con las costuras de las gomas de sujeción hacia fuera).
04. Colocar la mascarilla en la cara con la tira metálica sobre la nariz.
05. Sujetar las gomas de la mascarilla alrededor de las orejas.
06. Cubrir completamente la nariz y la boca con la mascarilla asegurándose de que no queden huecos entre la cara y la mascarilla.
07. Ajustar la tira metálica de la mascarilla a la nariz.
08. Reemplazar la mascarilla si se humedece y no reutilizar.
09. No tocar la mascarilla mientras se usa y lavarse las manos en caso de hacerlo.
10. Quitarse la mascarilla desde atrás hacia adelante, sujetando las gomas con las manos limpias.
11. Desechar inmediatamente la mascarilla, depositándola en un contenedor cerrado. No tocar en ningún momento la parte frontal de la mascarilla.
12. Lavarse las manos con agua y jabón después de quitarse la mascarilla.

Ref.
003.09

Mascarilla quirúrgica

Riesgos de la reutilización

No Reutilizar. La mascarilla quirúrgica es un producto sanitario de un solo uso.
La reutilización puede provocar la contaminación biológica y propagación infecciosa.

Riesgos de la esterilización

La esterilización de la mascarilla no ha sido testada.
No esterilice el producto para su reutilización ya que podrían verse afectadas sus propiedades funcionales.

Símbolos utilizados en etiquetado

Símbolos	Descripción
	Número de catálogo
	Código de lote
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Fecha de caducidad
	Producto sanitario
	Un solo uso
	Producto no esteril
 Libre de Látex	No contiene Látex
 Sin DEHP	No contiene DEHP
	Marcado CE de Conformidad
	No usar si el envase está dañado



Fabricante

Oiarso, S.Coop (Bexen medical®)

Bº Zikuñaga, 57-F, Pol. Ind. Ibarluze

20120 Hernani (Gipuzkoa)

Tel : 943 33 50 20

www.bexenmedical.com